



Кресло-коляска механическая серия 7000, 8000, 4300

Руководство по эксплуатации

Barry A7 T (7018A0603SP/T), Barry A7 (7018A0603SP),
Barry A8 (8018A0603SP), Barry A8 T (8018A0603SP/T),
Barry R4 C (4318C0304SP), Barry R4 (4318A0604SP)



Назначение и технические характеристики

Кресла-коляски серии 7000, 8000, 4300 предназначены для передвижения людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и по дорогам с твердым покрытием.

Корпус – алюминиевый. Нейлоновая обивка.

Поручни «под стол» откидные. Расстояние между поручнями 46см.

Задние колеса со спицами, пневматические.

Устройство против опрокидывания. Регулировка высоты сиденья.

Другие технические характеристики и возможности, в зависимости от модели, приведены в таблице:

		4318A0604	7018A0603	8018A0603
Подножки	Съемные		+	+
	Съемные и регулируемые с упором под голень	+		
спинка	Стандартная		+	+
	Высокая, 79 см	откидная		
Размеры, см	Ширина	68	65	65
	Высота	130	105	110
	Глубина	130	105	93
Вес		20	15	15
Макс. нагрузка		115		
Прочие характеристики		отстегивающийся подголовник		

Соответствие требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски по ИСО 7176-15 – да.

Меры безопасности

Перед эксплуатацией кресел-колясок следует соблюдать следующие правила безопасности:

1. Перед посадкой в кресло, ведущие (большие) колёса должны быть поставлены на тормоз (12).
2. При посадке в кресло категорически запрещается вставать на площадки для ног(8), которые перед посадкой должны быть приведены в вертикальное положение.

Эксплуатация

Кресла-коляски легко складываются и раскладываются.

Заблокируйте задние колеса. Раздвинув поручни по сторонам до полного раскрытия кресла. Для складывания - приведите площадки для ног (8) в вертикальное положение, потяните обивку сиденья вверх до полного закрытия кресла. Съёмные подножки. Для установки подножек на кресло-коляску наденьте подножку на два штифта, расположенных на раме и поверните в сторону от колес (вперёд) до щелчка рычага-фиксатора. Для снятия подножек поверните рычаг-фиксатор тем самым сняв подножку с зафиксированного положения, поверните в сторону колеса (назад), поднимите вверх и снимите со штифтов.

Съёмные подножки с регулируемым наклоном и упорами для голени (серия 4300)

В данных моделях имеется возможность изменения угла наклона подножек с помощью рычага, расположенного в верхней части каждой подножки.

Для большего установлены мягкие упоры под голени.

Откидные подлокотники

Надавите на кнопку, расположенную внизу подлокотника и откиньте его назад (для облегчения усаживания в кресло).

Регулировка угла наклона спинки

Для данной регулировки необходимо нажать на два рычага (сзади верхней части спинки) и задать желаемый угол наклона.

Задние колеса

За счет быстросъемности задних колес, можно легко преодолевать узкие проходы. Надавив на кнопку штоковой оси, потяните колесо на себя, полностью сняв его. С такой же легкостью установите колесо в приемную втулку рамы (до щелчка).

Регулировка высоты сиденья

На всех моделях можно за счет вертикальной переустановки колес регулировать высоту сиденья (пошагово до 6 см)

Тормоза

На всех моделях кресел-колясок к большим, ведущим колёсам установлены тормоза. Для установки на тормоз (12) необходимо передвинуть рычаг тормоза вперёд до полной блокировки колёс.

Обслуживание и уход

Чистку всех деталей каркаса и обивки необходимо производить мягкими, неабразивными чистящими средствами, во избежание повреждения поверхностей.

Проверяйте давление в шинах (3,5 бар)

Также необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм складывания.

Гарантийные обязательства

Гарантия на кресла-коляски – 1 год со дня продажи. Гарантия распространяется на все повреждения и неполадки, возникшие в результате производственных дефектов, о которых поставщик был поставлен в известность до истечения гарантийного срока. Гарантия не распространяется на все неполадки и повреждения, причинённые покупателем в результате неправильного использования или небрежного обращения при использовании, хранении и перевозке. Кресла-коляски принимаются к гарантийному обслуживанию при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации.

Срок службы (эксплуатации) - 5 лет.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Телефон: (495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)

Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11МЕ77, «ЭЛМАШ»,
Россия, 141400, Химки Московской области, ул. Ленинградская, 29
№ сертификата: РОСС TW.МЕ77.Д00356

Срок действия: 10.09.2014 – 08.06.2016

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),
8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Регистрационное удостоверение: ФС №2006/865. Срок действия: 08.06.2006–08.06.2016

Материалы, используемые для обивки мягких элементов кресло-коляски, соответствуют
ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007

