

barry



Массажер
Barry Martalain 63083

Перед использованием массажера внимательно прочитайте эту инструкцию, особенно ту часть, которая посвящена технике безопасности, и соблюдайте требования данной инструкции. Сохраняйте это руководство на протяжении всего срока службы прибора и время от времени обращайтесь к нему.

Если данный прибор передается третьей стороне, вместе с прибором должна передаваться вся документация.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности.....	3
2. Меры безопасности.....	5
3. Установка.....	6
4. Инструкция по применению.....	7
5. Техническое обслуживание и хранение.....	9
6. Гарантия.....	10

1. Меры предосторожности

- Всегда вынимайте вилку массажера из розетки после использования массажера, а также перед чисткой массажера;
- В случае, если массажер упал в воду, немедленно вытащите вилку из розетки;
- Не используйте массажер в то время как принимаете душ или ванну;
- Не помещайте массажер туда, откуда он может упасть в ванну или раковину;
- Не опускайте массажер в воду или любую другую жидкость;
- Никогда не используйте булавки и другие металлические детали крепления вместе с массажером;

- Не используйте массажер, находясь в мокром состоянии;
- Массажер не должен работать или быть включенным в розетку, если никто им не пользуется. Вынимайте вилку из розетки каждый раз, когда устанавливаете или снимаете вспомогательные приспособления;
- Требуется строгий контроль в случае, если массажером пользуются дети или пользователи с ограниченными физическими возможностями;
- Используйте массажер строго по назначению как указано в инструкции. Используйте только те приспособления, которые идут в комплекте с массажером;
- Никогда не используйте массажер в случае, если провод или вилка были повреждены, или работают неисправно;
- Держите провод подальше от горячих поверхностей;
- Никогда не используйте массажер во время сна;
- Не используйте массажер там, где были распылены аэрозольные продукты (спреи) ;
- Не используйте тренажер под подушкой или одеялом. Чрезмерный нагрев может вызвать пожар, электрический шок или может травмировать вас;
- Не перемещайте тренажер с помощью провода;
- Чтобы отключить массажер, необходимо все элементы управления переключить на «Off» и затем вытащить вилку из розетки;
- Массажер предназначен для персонального, непрофессионального использования;
- Не применяйте массажер на грудных детях, инвалидах, на спящих или потерявших сознание людях.

2. Меры безопасности

- Массажер не предназначен для людей с чувствительной кожей или с плохим кровообращением;
- Перед тем как воспользоваться массажером проконсультируйтесь с врачом в случае, если вы беременны или имеете кардиостимулятор или иные аналогичные аппараты;
- Никогда не оставляйте массажер бесхозным, особенно, если рядом дети;
- Не оставляйте массажер включенным, если вы им не пользуетесь;
- Не используйте массажер больше 15 минут;
- Интенсивное использование массажера может привести к перегреву массажера. В случае перегрева прекратите использование массажера и дайте изделию остыть;
- Не используйте массажер на опухших или воспаленных участках кожи, а также при кожной сыпи;
- Данное изделие не предназначено для профессионального использования. Используйте его для получения расслабляющего массажа спины и ног;
- Массажер не является заменой посещения врача;
- Не используйте массажер перед сном. Массаж имеет стимулирующий эффект и может задержать процесс засыпания;
- Не используйте массажер, находясь в кровати;
- Данный массажер противопоказан людям, страдающим физическими расстройствами, которые будут ограничивать возможность управления устройством, а также людям с недостаточной чувствительностью нижней части тела;

- Дети и люди с ограниченными возможностями не должны пользоваться массажером без строго контроля взрослых;
- Избегайте частых включений прибора, которые могут навредить устройству;

Заметка: Массажер автоматически выключится через 15 минут использования, рекомендуется охлаждать массажер, чтобы избежать перегрева деталей изделия.

3. Установка

Вставьте вилку адаптера в розетку и подключите сетевую розетку к входному разъему, который расположен вдоль подушки массажера. Прикрепите массажер к любому стулу для того, чтобы получить прекрасный массаж во время чтения, отдыха или даже работы.

Массажер оснащен удобной ленточной системой, которая позволит прикрепить массажер к любому стулу или водительскому сиденью. Просто проведите эластичные ленты за спинку стула и отрегулируйте их. Массажер Barry Martalain 63083 идет в комплекте с адаптером переменного тока, который может быть использован как дома, так и на работе.

Для питания multifunctional пульта управления присоедините провод адаптера переменного тока к нижней части пульта управления.

4. Инструкция по применению

Кнопка «Power». Для того, чтобы включить функцию массажа необходимо сначала нажать на кнопку «Power», после чего загорится световой индикатор, который является подтверждением произведенного действия. Для того, чтобы выключить функцию массажа необходимо нажать на ту же кнопку. Световой индикатор начнет мигать во время выключения массажера и полностью погаснет, как только выключится массажер.

Заметка: Передвижной механизм массажера всегда останавливается на нижней позиции. Он продолжит оставаться на нижней позиции после того как питание будет отключено. Если электропитание будет прервано, а затем восстановлено, механизм продолжит движение к нижней позиции.

Кнопка «Heat». Во время массажа нажмите на кнопку «Heat», свет массажера поменяет свой цвет с синего на желтый (синий – без тепла, желтый – с теплом), соответствующий световой индикатор загорится красным. Для того, чтобы отменить действие нажмите на ту же кнопку и световой индикатор погаснет. Для вашей безопасности, нагрев не включится, если не выбран тип массажа.

Вибрация сиденья. Выберите интенсивность массажа сиденья.

Массажные кнопки для различных областей спины приводят в движение механизм массажера, который предназначен для массажа конкретной области спины.



Вся спина. Происходит массаж всей спины, массажные головки передвигаются сверху вниз вдоль всей спины.

Верхняя часть спины. Происходит массаж верхней части спины, массажные головки передвигаются от середины к верхней части спины.

Нижняя часть спины. Происходит массаж нижней части спины, массажные головки передвигаются от середины к нижней части спины.

Чтобы выбрать область массажа, нажмите на кнопку, загорится световой индикатор.

Для того, чтобы отменить действие, нажмите еще раз на ту же кнопку, погаснет световой индикатор.

5. Техническое обслуживание и хранение

Положите массажер обратно в коробку (упаковку) или в любое другое безопасное, сухое и прохладное место. Избегайте контактов с острыми предметами, которые могут разрезать или проколоть материал поверхности. Чтобы избежать поломки, оберните кабель питания вокруг массажера. Не вешайте и не перетаскивайте массажер с помощью кабеля или провода.

Вытащите вилку из розетки и дайте массажеру остыть, после чего приступайте к чистке. Используйте только мягкую, слегка увлажненную губку. Никогда не допускайте попадания воды или иных жидкостей в массажер.

- Не погружайте массажер в воду;
- Не используйте жесткие моющие средства, щетки, бензин, керосин, средства для чистки окон/мебели или растворители красок;
- Не пытайтесь ремонтировать массажер. Имеются необслуживаемые, непригодные для использования части.

Чехол для пульта управления. Для сохранности пульта управления всегда помещайте мультифункциональный пульт управления в, находящийся поблизости, чехол.

6. Гарантия

При правильной эксплуатации предоставляется гарантия на изделие в течение 1 года от даты продажи. Гарантия действительна при следующих условиях:

- правильно заполненный талон (имеется вид изделия, дата продажи, печать, подписи продавца и покупателя);
- отсутствие на изделии механических повреждений.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по эксплуатации). Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, не соблюдением требований прилагаемой инструкции;
- попаданием внутрь посторонних предметов и жидкостей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской

ООО «СИМС-2», 125362, г. Москва,

Ул. Свободы д.35, стр.5, тел.: +7 (495) 792-31-90, доб. 315, 349, Email:

support@sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

(Ф.И.О. покупателя)

(подпись покупателя)

Орган по сертификации: рег. № РОСС RU.0001.10АИ32, “Дальневосточный сертификационный центр”, РФ, 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, д.46/50

№ сертификата: РОСС ТW.АИ32.В03360

Срок действия: 04.02.2013 - 03.02.2016

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО “СИМС-2”, Россия, 125363, г. Москва,

ул. Новопоселковая, д.6, корп.7

